

EMOFILTRI

CRRT DAI
NEONATI AGLI ADULTI



CONNESSIONE LUER LOCK FEMMINA

	DP07HE	DP09HE	DP12HE	DP15HE	DP03HE	D050	D150
Uso previsto	Adulto				Pediatrico		
Materiale della fibra cava	HIGH FLUX PUREMA®				HIGH FLUX PUREMA®	M edi S ulfone®	
Area della membrana (m²)	0,7	0,9	1,2	1,5	0,3	0,075	0,25
Spessore della parete della fibra (µm)	30				30	50	50
Diametro interno dell' housing (mm)	38				24	14	24
Volume di priming (ml)	49	57	75	87	21	5	19
Max TMP (mmHg)	600				600		
Materiale del potting	Poliuterano				Poliuterano		
Materiale di housing e ghiera	Policarbonato (PC)				Copoliestere		
Connettori sangue	Twist Lock				Twist Lock	Luer lock maschio	Twist Lock
Connettori effluente	Luer Lock femmina				Luer Lock femmina		
Coefficiente di ultrafiltrazione * (ml/h/mmHg)	21	27	36	45	9	1,3	5,5
Coefficiente di sieving	Albumina: circa 0,002**				Albumina: circa 0,002**	Albumina: 0,004***	
Cut-off	40.000 Daltons				40.000 Daltons	50.000 Daltons	
Sterilizzazione	ETO - Raggi Beta				ETO - Raggi Beta		
Validità della sterilizzazione	3 anni				3 anni		
Codice del prodotto ETO Codice UDI-DI	M03913 8033772326186	M03893 8033772326025	M03895 8033772326049	M03897 8033772326063	M03912 8033772326179	M03698 8033772322379	M03069 8033772320054
Codice del prodotto raggi Beta Codice UDI-DI	M03916 8033772326209	M03901 8033772326100	M03903 8033772326124	M03905 8033772326148	M03915 8033772326193	M03745 8033772323161	M03137 8033772320061
Quantità per confezione	6				10	15	10

CONNESSIONE HANSEN

	DP60HE	DP120HE	DP150HE	DP190HE	DP230HE
Uso previsto	Adulto				
Materiale della fibra cava	HIGH FLUX PUREMA®				
Area della membrana (m²)	0,6	1,2	1,5	1,9	2,3
Spessore della parete della fibra (µm)	30				
Diametro interno dell' housing (mm)	32		36	40	44
Volume di priming (ml)	39	69	87	115	133
Max TMP (mmHg)	600				
Materiale del potting	Poliuretano				
Materiale di housing e ghiera	Policarbonato (PC)				
Connettori sangue	Twist Lock				
Connettori effluente	Hansen				
Coefficiente di ultrafiltrazione * (ml/h/mmHg)	18	36	45	57	69
Coefficiente di sieving	Albumina: circa 0,002**				
Cut-off	40.000 Daltons				
Sterilizzazione	ETO - Raggi Beta				
Validità della sterilizzazione	3 anni				
Codice del prodotto ETO Codice UDI-DI	M03892 8033772326018	M03894 8033772326032	M03896 8033772326056	M03898 8033772326070	M03899 8033772326087
Codice del prodotto raggi Beta Codice UDI-DI	M03900 8033772326094	M03902 8033772326117	M03904 8033772326131	M03906 8033772326155	M03907 8033772326162
Quantità per confezione	10	28		20	
Senza DEHP Senza lattice					

*Test eseguiti secondo ISO8637 su sangue bovino, Hct 32 ± 3%, TP = 60 ± 5 gr/L

** (QF = 30 ml/(min x m²))

*** Rif. ISO 8637 5.6.2

PUREMA® è un marchio registrato di Membrana GmbH

MediSulfone® è un marchio registrato di Medica S.p.A.

DISTRUBITORE



Spindial S.p.A.
Strada Nazionale, 18
43044, Collecchio (PR), Italia
Tel: +39 0521 339611
www.spindial.it | info@spindial.it



PRODUTTORE
MEDICA S.p.A.
Via degli Artigiani, 7
41036, Medolla (MO), Italia

Phone +39 0535 51159
Fax + 39 0535 52605
info@medica-spa.com
www.medica-spa.com



CE 0476
UNI EN ISO 9001:2015
UNI CEI EN ISO 13485:2021