


FlowZig



L'Uroflussimetria senza fili



**Divisione
Menfis**

Sede Operativa:
Via della Beverara, 46/D - 40131 Bologna Italy.
Tel +39 051 635 10 74 - Fax +39 051 635 10 81
E-mail: info@menfis.it - Web site: www.menfis.it

MEDICA S.p.A.

FlowZig, il Flussimetro senza fili prodotto da MEDICA - Menfis Division




Uroflussimetria senza fili

Protocollo BLUETOOTH®
Basso consumo
Banda 2402-2480 MHz
Max. distanza 50 m (in campo aperto)
Compatibile con qualsiasi Laptop o Desktop
con sistemi operativi Windows
Software incluso

Analisi

Uroflussimetria
Analisi automatica o manuale
Nomogrammi di Siroky
Nomogrammi di Liverpool



Flussimetro

Cella di carico con trasduttore ad alta
risoluzione
Range di misura da 0 a 100 ml/s
Accuratezza 1%
Fondo scala: automatico o manuale
Frequenza di campionamento: 10Hz
Convertitore A/D: 10 bit
Range Volume: 2000 ml



* Le specifiche tecniche possono cambiare senza preavviso

Divisione MEDICA S.p.A.
Menfis

via degli artigiani, 7
41036 MEDOLLA MODENA - ITALY

Sede Operativa:
Via della Beverara, 46/D - 40131 Bologna Italy.
Tel +39 051 635 10 74 - Fax +39 051 635 10 81
E-mail: info@menfis.it - Web site: www.menfis.it

CE
0476