

FlowZig

L'UROFLUSSOMETRIA SENZA FILI



FlowZig

Tecnologia wireless
per diagnosi precise

Uroflussometria senza fili

- Protocollo BLUETOOTH®
- Basso consumo
- Banda 2400-2485 MHz
- Max. distanza 5 m
- Compatibile con qualsiasi PC con sistema operativo Windows
- Software incluso

Analisi




- Uroflussometria
- Analisi automatica o manuale
- Nomogrammi di Siroky
- Nomogrammi di Liverpool

* Le specifiche tecniche possono cambiare senza preavviso



Flowmeter

- Cella di carico con trasduttore ad alta risoluzione
- Range di misura da 0 a 100 ml/s
- Accuratezza 1% F.S.
- Fondo scala: automatico o manuale
- Frequenza di campionamento: 10Hz
- Convertitore A/D: 16 bit
- Range Volume: 2000 ml



PRODUTTORE

MEDICA S.p.A. Via degli Artigiani, 7 | 41036, Medolla (Modena) Italia

Tel: +39 0535 51159 | Fax: +39 0535 52605 | Email: info@medica-spa.com | www.medica-spa.com

MEDICA

SEAMLESS INNOVATION FOR LIFE QUALITY



CE 0476 UNI EN ISO 9001:2015 UNI CEI EN ISO 13485:2021