

PicoFlow2

- Unità portatile per Uroflussometria -



Flussometro con cavo o senza fili



Uroflussometria ed elettromiografia combinate:
Il massimo dall'esame urodinamica più semplice



PICO FLOW2 è un uroflussimetro bicanale per Esami di Flusso ed Elettromiografia (opzionale) del pavimento pelvico. Grazie a caratteristiche tecniche di avanguardia il PICO FLOW2 è particolarmente indicato per indagini urodinamiche in reparti pediatrici ed uroginecologici e laddove si preferisce eseguire un esame urodinamico non invasivo.

CARATTERISTICHE



Ampio display touch-screen per inserimento dati paziente ed esecuzione esame

Le curve vengono mostrate in real time sul display con la possibilità di modificare la scala.

2 canali: 1 uroflussometria (con cavo o senza fili), 1 (opzionale) EMG

Inizio/Fine esame: automatico o manuale

Stampante termica incorporata

Post-analisi dell'esame salvato in modalità automatica o manuale.

Software Opzionale per refertare su Personal Computer.

DATI TECNICI:

PICOFLOW2 cod. MU16

- Display Grafico, touch screen, 5.7" a colori, risoluzione 800x600 pixel
- Pulsante Start e Stop per modalità manuale
- Porta USB per il download dell'esame
- Stampante termica incorporata. Larghezza roto carta: 114 mm
- Dimensioni: 116x325x237 mm
- Peso 2.0 Kg
- Memoria Interna 2 GB (oltre 1000 esami)

CANALE EMG cod. SAU-EMG/LS

- Range: da 0 a 2 mV
- Fondo scala: Automatico o Manuale
- Frequenza campionamento: 100 Hz
- Convertitore A/D: 12 bit
- Lunghezza cavo 5 m
- Può lavorare con elettrodi di superficie

UROFLUSSOMETRO:

CON CAVO cod. B89094 + FLAC/SAU

WIRELESS cod. MFB40016 + FLAC/BT

- Trasduttore a cella di peso ad alta risoluzione
- Range di misura da 0 a 100 ml/S
- Accuratezza 1%
- Frequenza di campionamento: 10 Hz
- Convertitore A/D: 12 bit
- Range Volume: 2000 ml
- Incluso stativo, beaker ed imbuto
- Batteria al litio/alimentatore esterno con circuito di ricarica (configurazione wireless)

CONFIGURAZIONE STANDARD

PICOFLOW2 unità centrale, cod MU16. Uroflussometro con cavo, cod. B89094 + FLAC/SAU (accessori) oppure uroflussometro wireless, cod. MFB40016 + FLAC/Bt (accessori)

OPZIONALE

Canale EMG, cod. SAU-EMG/LS

Elettrodi di superficie (30 pz. per busta), cod. F9053N

Sedia Comoda, cod. MCH1

FLOWSOFT2 pacchetto software per Personal Computer. Permette di scaricare gli esami su PC, analizzarli ed archivarli

**Le specifiche tecniche possono cambiare senza preavviso*

**Menfis
Division**

Operative Office:
Via della Beverara, 46/D - 40131 Bologna Italy
Tel. +39 051 635 10 74 - Fax +39 051 635 10 81
E-mail: info@menfis.it - web site: www.menfis.it

Rev. 1.0 Apr. 19



MEDICA S.p.A.

Via degli Artigiani, 7
41036 Medolla (MO) - Italy